



Technovit 2000 LCは、ブルーライトを照射するだけで、低温で硬化させることが可能な、透明樹脂です。PE製モールドに充填し、テクノトレイ光照射装置の中で硬化させます。
 (硬化時間:20分 硬化中温度:90 以下)
 薄く何回かに分けて硬化させることで、反応温度を50 以下に抑えること可能です。硬化後、樹脂の温度が室温程度まで下がると、切削や研磨に適切な硬さになります。

色：透明

- ・樹脂を混合させる必要が無い
- ・気泡が無く透明度が高い
- ・無臭

テクノビット 2000 LC Technovit®2000 LC



製品番号	製品名称	量
64708496	Technovit 2000 LC リキッド	1 × 1,000g
64711226	Technovit 2000 LC リキッド	10 × 1,000g

販売 :ケメットジャパン株式会社
 電話 :043-213-9911
 問合せ :<https://ssl.kemet.jp/inquiry.html>