

研磨剤<ダイヤモンドサスペンション>

PRESI ダイヤモンドサスペンション

Reflex LDM / LDP

ウォーターベースの単結晶(LDM)/多結晶(LDP)研磨剤です。

単結晶は軟質素材、多結晶は硬質材料に適しています。高純度が特徴であり、沈殿しないため、攪拌せずにご使用いただけます。

別売のルブリカント Reflex LUB(潤滑液)と一緒にご使用ください。



Ref.	品名	Ref.	品名
24250	LDM 1/4 μ 500cc	24260	LDP 1/4 μ 500cc
24251	LDM 1 μ 500cc	24261	LDP 1 μ 500cc
24252	LDM 3 μ 500cc	24262	LDP 3 μ 500cc
24253	LDM 6 μ 500cc	24263	LDP 6 μ 500cc
24254	LDM 9 μ 500cc	24264	LDP 9 μ 500cc
24255	LDM 15 μ 500cc	24265	LDP 15 μ 500cc
24270	Reflex LUB 1L	※その他のサイズはお問い合わせ下さい。	



▼その他研磨剤

品名	タイプ	特徴	推奨ルブリカント
アルコールベース			
ADS Monocrystalline	サスペンション	水0%使用のアルコールベース単結晶ダイヤモンドサスペンションです。水に弱い素材や腐食性の高い鉄等の研磨に適しています。	Lub ADS
ADS Polycrystalline		水0%使用のアルコールベース多結晶ダイヤモンドサスペンションです。水に弱い素材や腐食性の高い鉄等の研磨に適しています。	
ウォーターベース			
Gel²⁺ Monocrystalline	サスペンション (ルブリカント一体型)	ジェル状単結晶研磨剤です。柔らかい素材の研磨に適しています。粘性が高いため盤上への保持力が高く、また別途ルブリカントを必要としません。	不要
Gel²⁺ Polycrystalline		ジェル状多結晶研磨剤です。硬い素材の研磨に適しています。	
PM	コンパウンド (ペースト)	高集中度の単結晶ダイヤモンドコンパウンドです。水、アルコールのどちらも完全に溶かすことができます。	Lub PM
DE/SY		特にスチールやタングステンカーバイド、セラミックス等の硬い素材をポリッシュする前にご使用いただくと効果的です。	Lub DE
Stick LDM	コンパウンド (スティック)	スティックタイプのLDMです。ルブリカントReflex Lubで溶かしながらかご使用ください。	Reflex Lub
Stick LDP		スティックタイプのLDPです。ルブリカントReflex Lubで溶かしながらかご使用ください。	

タイプ	粒径(μ)							
サスペンション・ジェル	1/4	1	3	6	9	15		
ペースト	1/5	1	3	6	9	15	30	45
スティック	1/6	1	3	6	9	15	25	

※各種サイズはお問い合わせ下さい。

☆サンプルもごございますのでお気軽にお申し付けください！

お問い合わせ：ケメット・ジャパン株式会社 TEL:043-213-9911

