

アルミナサスペンション・コロイダルシリカ

PRESI アルミナサスペンション

PRESI alumina suspensions

鉄系素材の鏡面仕上げに適した、酸化アルミニウムパウダー入りの研磨剤です。
水に希釈してご使用いただけます。(試料に合わせて調整ください)

【粒径】

- No.1 0.04 μ 銅や鉛、アルミなどの軟質素材に適した粒径
- No.2 0.3 μ 銅合金やニッケル、真鍮、アルミに適した粒径
- No.3 0.8 μ 硬質鋼材に適した粒径
- No.4 1 μ すべての金属の仕上げに適した粒径

Ref.	品名	
11004	No.1	0.04 μ
11005	No.2	0.3 μ
11006	No.3	0.8 μ
11007	No.4	1 μ

※すべて1L



Dujardin alumina suspension

高純度のアルミナサスペンションです。

【粒径】

- No.1 0-1 μ Blue 鋼や硬鋼に適した粒径
- No.2 0-0.7 μ White すべての硬質、半硬質金属の表面を磨くのに適した粒径
- No.3 0-0.3 μ Pink 金属組織試料、特に軟質金属の仕上げに適した粒径

PRESI コロイダルシリカ

SPM (colloidal silica) 0.03 μ

酸化アルミニウム・銅・チタンの最終仕上げやその他の一般的な試料の表面を薄くポリッシュするのに最適です。
水に薄めてご使用いただけます。(試料に合わせて調整ください。)

結晶化を避けるため、試料とパッドはご使用後すぐにしっかりと洗浄する必要があります。

SPM (colloidal silica) non crystallising 0.03 μ

上記の作用を抑え、固まりにくいコロイダルシリカです。

Ref.	品名
12006	SPM (colloidal silica) 1L
12007	SPM (colloidal silica) 10L
12045	SPM(colloidal silica)non crystallising 1L
12046	SPM(colloidal silica)non crystallising 10L

※すべて0.03 μ

▼その他パウダー

アルミナパウダー、酸化セリウムパウダー

☆サンプルもごございますのでお気軽にお申し付けください！

お問い合わせ：ケメット・ジャパン株式会社 TEL:043-213-9911

